

SRPvh 1412

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym

LIEBHERR | Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie

1447/1091 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)

1427/867/2135

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)

976/638/1470

Zużycie energii w ciągu 365 dni

705 kWh¹

Temperatura otoczenia

+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła

695 kJ/h

Czynnik chłodniczy

R 600a

Poziom głośności w dB

60 dB(A)

Częstotliwość / napięcie

50/60 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia

dynamiczny

Metoda odszraniania

odszeranie automatyczne

Zakres temperatury

0 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja

2,6 °C² / 1,9 °C³

Materiał obudowy / kolor

stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy

drzwi ze szkła izolacyjnego

LED

Smart
Monitoring

Wariant: 001 20

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SRPvh 1412 | Perfection | 001 20

Materiał wnętrza	Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)
Sterowanie	Wyświetlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania przez min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie
Regulowane półki	8
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	480 / 638
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki	5 kółek skrętnych, 2 z hamulcem
Uchwyt	pionowy zagłębiony uchwyt
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	tak
Rodzaj zamka	elektroniczny, z pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	lewe stałe / prawe stałe
Waga brutto / netto	293/268 kg
Kod EAN	9005382249055

¹ Pomiar w temperaturze otoczenia +25 °C, przy nastawie +5 °C dla chłodziarek i -20 °C dla zamrażarek.

² Gradient według EN 60068-3: przestrzenny rozkład temperatury pomiędzy najcieplejszym i najzimniejszym punktem pomiarowym we wnętrzu, z uwzględnieniem niepewności pomiaru.

³ Maksymalna fluktuacja według EN 60068-3: zmienność temperatury w czasie w punkcie o największej różnicy podczas pomiaru.

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.